

Analizator Tkanki Tłuszczowej

Analizator Tkanki Tłuszczowej SC 240 MA, za pomocą którego dokonywana jest analiza, działa na zasadzie bioelektrycznej impedancji (Body Impedance Analysis). Dzięki tej metodzie można określić: zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, procentową zawartość mięśni i beztłuszczowej masy ciała, stopień nawodnienia organizmu, wiek metaboliczny organizmu oraz szybkość przemiany materii. Metoda ta polega na zmierzeniu oporu elektrycznego tkanek, przez które jest przepuszczany prąd o niskim natężeniu.
